

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de
Internet www.phywe.de

FAQ

DIE PUMPE LÄUFT NICHT RICHTIG!

- Klopfen Sie mit der Pumpe leicht gegen den Boden der Schüssel.
- Schalten Sie die Stromzufuhr mehrmals ein und aus.
- Drehen Sie das Laufrad von der Unterseite der Pumpe.