


Target: Eisen verzinkt

Messdauer: 120s


Röntgenstrahlung: Kupferanode, 20keV, 50 $\mu$ A



Target: Kupfer

Messdauer: 120s


Röntgenstrahlung: Kupferanode, 20keV, 50 $\mu$ A



Target: Silber

Messdauer: 120s

Röntgenstrahlung: Kupferanode, 30keV, 50 $\mu$ A



Target: Gold-Kupfer Legierung (Ehering) + Eisenlinie von der Halterung

Messdauer: 120s

Röntgenstrahlung: Kupferanode, 30keV, 50 $\mu$ A

