


PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Einraum-Übersicht General map to fill



Nr. Menge Deutsch No. Qty.		English	Art. Nr. Art. No.
TESS advanced Physik Basis Set Wärme 1, WE-1		TESS advanced Physics Basic set Heat 1, WE-1	25274-88
1	1	Universalklemme	37715-02
	1	Ring mit Muffe, d = 10 cm	37701-02
2	1	Thermometer, ungraduiert	04256-00
3	1	Glasrohrhalter mit Maßbandklemme	05961-00
4	1	Laborthermometer, -10...+110°C, l = 230 mm	38005-10
	2	Glasröhrchen, d = 8 mm, l = 250 mm	36701-68
5	1	Schülerthermometer, -10...+110°C, l = 190 mm	38005-02
6	1	Drahtnetz mit Keramik, 160 mm x 160 mm	33287-01
	2	Siliconschlauch, d _i = 7 mm	39296-00
	1	Deckel für Schülerkalorimeter	04404-01
7	1	Stativstange, l = 250 mm, d = 10 mm	02031-00
	2	Stativstange, l = 600 mm, d = 10 mm, zweigeteilt	02035-00
8	1	Angelschnur auf Röllchen, d = 0,5 mm, l = 5 m	02089-01
9	1	Gummistopfen, 26/32, Bohrung 7 mm	39258-01
10	1	Heizspule mit Buchsen	04450-00
11	1	Erlenmeyerkolben, Weithals, 250 ml	36134-00
12	1	Becherglas, niedrige Form, 400 ml	36014-00
	2	Filzplatte, 100 mm x 100 mm	04404-20
	2	Verbindungsleitung, 32 A, 500 mm, blau	07361-04
13	1	Messzylinder 100 ml, PP, transparent	36629-01
	1	Glasröhrchen, d = 8 mm, l = 80 mm	36701-65
	1	Rührstab	04404-10
	1	Löffelspatel, Kunststoff, l = 200 mm	38833-00
	1	Pipette mit Gummikappe	64701-00
14	1	Stativfuß, variabel	02001-00
15	2	Doppelmuffe	02043-00
16	1	Erlenmeyerkolben, 100 ml, Weithals	36128-00
	1	Gummistopfen, 26/32, 2 x Bohrung 7 mm	39258-02
17	1	Digitale Stoppuhr, 24 h, 1/100 s & 1 s	24025-00
18	1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	36013-00
	1	Becher, niedrige Form, 100 ml, PP	36011-01
19	1	Maßband, l = 2 m	09936-00