

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Einraum-Übersicht Box 1 General map to fill Box 1



Nr.	Menge	Deutsch	English	Art. Nr.
No.	Qty.			Art. No.
TESS advanced Chemie Set			TESS advanced Chemistry Set	
Anorganische Chemie, CH-2			Inorganic Chemistry, CH-2	25301-88
1	1	Tiegelzange, $l = 200$ mm	Crucible tongs, $l = 200$ mm	33600-00
2	1	Schülerthermometer, $-10... +110^{\circ}\text{C}$, $l = 190$ mm	Students thermometer, $-10... +110^{\circ}\text{C}$, $l = 190$ mm	38005-02
3	1	Reagenzglas mit Ansaugstutzen	Test tube, side arm	36330-00
4	1	Reagenzglasbürste	Test tube brush with wool tip	38762-00
	1	Verbrennungslöffel	Combustion spoon	33346-00
5	1	Stativfuß, variabel	Support base variable	02001-00
6	1	Schere, $l = 120$ mm, gerade, Spitze rund	Scissors, straight, $l = 120$ mm	64616-00
7	1	Drahtnetz mit Keramik, 160 mm x 160 mm	Wire gauze 160 mm x 160 mm, ceramic cen.	33287-01
8	1	Spritzflasche, 250 ml, Kunststoff	Wash bottle, plastic, 250 ml	33930-00
9	1	Spritze, 50 ml, LUER-LOCK	Syringe 50 ml, LUER-LOCK	02592-00
	1	Einweghahn, LUER-LOCK	Stopcock, 1-way, LUER-LOCK	02594-00
10	1	Becherglas, hohe Form, 50 ml	Glass beaker, tall, 50 ml	36001-00
11	1	Ring mit Muffe, $d = 100$ mm	Ring with boss head, $d = 100$ mm	37701-02
12	1	Porzellantiegel	Porcelain crucible	32683-00
13	3	Universalklemme	Universal clamp	37715-02
14	3	Doppelmuffe	Boss head	02043-00
15	1	Schutzbrille, farblose Scheiben	Protecting glasses, clear glass	39316-00
16	3	Stativstange, $l = 370$ mm, $d = 10$ mm	Support rod, $l = 370$ mm, $d = 10$ mm	02059-00
17	1	Rundfilter, $d = 125$ mm, 100 Stück	Circular filter, $d = 125$ mm, 100 pieces	32977-05
	1	Wanne, Kunststoff	Dish, plastic	33928-00
	1	Gummigebläse -Doppelgebläse-	Rubber bulb, double	39287-00
	1	Gummischlauch, $d_i = 6$ mm	Rubber tubing, $d_i = 6$ mm	39282-00
	1	Laborschreiber, wasserfest	Labor pencil, waterproof	38711-00
	1	Pulvertrichter, $d = 60$ mm, PP	Powder funnel, $d = 60$ mm	34472-00
	1	Kanüle, $0,60 \times 60$ mm, LEUR	Cannula 0.6×60 mm, LUER	02599-04
	1	Pulverspatel, $l = 180$ mm	Spatula, powder, $l = 180$ mm	47560-00

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Einraum-Übersicht Box 2 General map to fill Box 2



Nr.	Menge	Deutsch	English	Art. Nr.
No.	Qty.			Art. No.
TESS advanced Chemie Set			TESS advanced Chemistry Set	
Anorganische Chemie, CH-2			Inorganic Chemistry, CH-2	25301-88
18	1	Drahtdreieck, Tonröhren, $l = 60$ mm	Triangle with pipeclay, $l = 60$ mm	33278-00
19	2	Pipette mit Gummikappe	Pipette with rubber bulb	64701-00
20	3	Uhrglasschale, $d = 60$ mm	Watch glass, $d = 60$ mm	34570-00
21	1	Mörser mit Pistill, 70 ml	Mortar with pestle, 70 ml	32603-00
	1	Abdampfschale, 75 ml	Porcelain dish, 75 ml	32516-00
22	2	Reagenzglas, $d = 20$ mm, $l = 180$ mm, SB 19	Test tube, $d = 20$ mm, $l = 180$ mm, PN 19	36293-00
23	1	Glasröhrchen mit Spitze, $l = 200$ mm	Glass tubes, straight with tip, $l = 200$ mm	36701-63
	1	Glasröhrchen, $d = 8$ mm, $l = 200$ mm	Glass tubes, straight, $d = 8$ mm, $l = 200$ mm	36701-66
	1	Glasrührstab, $l = 200$ mm, $d = 5$ mm	Glass rod, $l = 200$ mm, $d = 5$ mm	40485-03
24	2	Reagenzglas, $d = 30$ mm, $l = 200$ mm	Test tube, $d = 30$ mm, $l = 200$ mm	37660-01
25	1	Glasröhrchen, rechtwinklig, 85 x 60	Glass tube, right-angled, 85 x 60	36701-52
	1	Glasröhrchen, rechtwinklig, 155 x 85	Glass tube, right-angled, 155 x 85	36701-57
	1	Glasröhrchen, rechtwinklig, 230 x 55	Glass tube, right-angled, 230 x 55	36701-59
26	1	Verbrennungsröhr, $l = 120$ mm, SB 19	Combustion tube, $l = 120$ mm, PN 19	37029-01
27	1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	Glass beaker, short, 250 ml	36013-00
28	3	Gummistopfen 15/21, ohne Bohrung	Rubber stopper, 15/21, without hole	39255-00
	2	Gummistopfen 15/21, 1 Bohrung 7 mm	Rubber stopper, 15/21, 1 hole 7 mm	39255-01
	2	Gummistopfen 26/32, ohne Bohrung	Rubber stopper, 26/32, without hole	39258-00
	1	Gummistopfen 26/32, 2 x Bohrung 7 mm	Rubber stopper, 26/32, 2 x hole 7 mm	39258-02
29	1	Laborbecher, 250 ml, PP	Beaker, 250 ml, low form, plastic	36013-01
	1	Erlenmeyerkolben 100 ml, Weithals, SB 29	Erlenmeyer flask, wide-neck, 100 ml, PN 29	36428-00
30	1	Glasröhrchen mit Spitze, $l = 65$ mm	Glass tubes, straight with tip, $l = 65$ mm	36701-62
31	1	Trichter, Glas, $d = 90$ mm	Funnel, glass, $d = 90$ mm	34459-00
32	1	Becherglas, hohe Form, 250 ml	Glass beaker, tall, 250 ml	36004-00
33	1	Lackmus-Papier, rot	Litmus paper, red	30207-00
34	1	Tropftrichter 60 ml, Tropfspitze, NS 19	Separatory funnel with drip nozzle, 60 ml	36912-00
35	2	Glasröhrchen, $d = 8$ mm, $l = 80$ mm	Glass tube, straight, $d = 8$ mm, $l = 80$ mm	36701-65
36	1	Reagenzglashalter bis $d = 22$ mm	Test tube holder, up to $d = 22$ mm	38823-00
37	1	Magnesiastäbchen, 20 Stück	Magnesia rods, 20 pieces	38718-04
38	1	Reagenzglasgestell, 6 Bohrungen, $d = 22$ mm	Test tube rack for 6 tubes, $d = 22$ mm	37685-10
39	1	Gummihandschuhe, Größe S (7)	Rubber gloves, size S (7)	39325-00
	1	Reagenzglas, $d = 18$ mm, $l = 180$ mm, 6 aus	Test tube, $d = 18$ mm, $l = 180$ mm, 6 out of	37658-03
	1	Messer	Knife	33476-00
40	1	Messzylinder, 10 ml, PP, transparent	Graduated cylinder, 10 ml, PP	36636-00
	1	Messzylinder, hohe Form, 50 ml, PP	Graduated cylinder, high, 50 ml, PP	46287-01