

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Einräum-Übersicht Box 1 General map to fill Box 1



Nr.	Menge	Deutsch	English	Art. Nr.
No.	Qty.			Art. No.
		TESS advanced Chemie Set	TESS advanced Chemistry Set	
		Säuren, Basen, Salze, CH-3, Box 1	Acids, Bases, Salts, CH-3, Box 1	25302-88
1	1	Ring mit Muffe	Ring with boss head	37701-02
2	1	Lupe, 3x, 6x	Magnifier, 3x, 6x	64601-00
3	1	Reagenzglasbürste, $d = 20$ mm	Test tube brush, $d = 20$ mm	38762-00
	1	Laborschreiber, wasserfest	Labor pencil, waterproof	38711-00
	1	Verbrennungslöffel	Combustion spoon	33346-00
	1	Eisenstäbchen, $d = 2$ mm, $l = 200$ mm, 2 aus	Iron rods, $d = 2$ mm, $l = 200$ mm, 2 out of	45127-00
4	1	Graphitelektroden, $d = 7$ mm, $l = 150$ mm, 2 aus	Graphite electrode, $d = 7$ mm, $l = 150$ mm, 2 out of	44512-00
5	1	Digitale Stoppuhr, 24 h, 1/100 s & 1 s	Digital stop watch, 24 h, 1/100 s & 1 s	24025-00
6	2	Messzylinder, 50 ml, PP	Graduated cylinder, 50 ml, plastic	46287-01
	1	Messzylinder, 10 ml, PP	Graduated cylinder, 10 ml, plastic	36636-00
7	3	Universalklemme	Universal clamp	37715-02
8	1	Schülerthermometer, $-10 \dots +110^{\circ}\text{C}$	Students thermometer, $-10 \dots +110^{\circ}\text{C}$	38005-02
	1	Glasrührstab	Glass rod	40485-03
	1	Reagenzglashalter bis $d = 22$ mm	Test tube holder up to $d = 22$ mm	38823-00
9	1	Tiegelzange, Edelstahl	Crucible tongs, stainless steel	33600-00
	1	Schere, gerade, Spitze rund	Scissors, straight, point blunt	64616-00
	1	Halter für 2 Elektroden	Holder for two electrodes	45284-01
10	1	Reagenzglasgestell, 12 Bohrungen, Holz	Test tube rack for 12 tubes, wood	37686-10
	1	Gummihandschuhe, Größe S (7)	Rubber gloves, size S (7)	39325-00
11	1	Schutzbrille, farblose Scheiben	Schutzbrille, farblose Scheiben	39316-00
12	1	Drahtnetz mit Keramik, 160×160 mm	Wire gauze with ceramic, 160×160 mm	33287-01
	1	Stativfuß, variabel	Support base, variable	02001-00
	4	Doppelmuffe	Boss head	02043-00
	1	Krokodilklemme, blank, 2 aus	Alligator clips, bare, 2 out of	07274-03
	1	Messer	Knife	33476-00
	1	Lampenfassung, E10, Gehäuse 1	Lampholder E10, case G1	17049-00
	1	Glühlampe, 4 V/0.08 A, E10	Lamp 4 V/0.08 A, E10	06154-00
13	3	Stativstange, $l = 370$ mm, $d = 10$ mm	Support rod, $l = 370$ mm, $d = 10$ mm	02059-00
14	1	Spritzflasche, 250 ml, Kunststoff	Wash bottle, 250 ml, plastic	33930-00
15	6	Uhrglasschale, $d = 60$ mm	Watch glass, $d = 60$ mm	34570-00

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de

Einräum-Übersicht Box 2 General map to fill Box 2



Nr. No.	Menge Qty.	Deutsch	English	Art. Nr. Art. No.
		TESS advanced Chemie Set Säuren, Basen, Salze, CH-3, Box 2	TESS advanced Chemistry Set Acids, Bases, Salts, CH-3, Box 2	25302-88
17	12	Reagenzglas, $d = 18 \text{ mm}$, $l = 180 \text{ mm}$	Test tube, $d = 18 \text{ mm}$, $l = 180 \text{ mm}$	37658-10
	2	Reagenzglas, $d = 20 \text{ mm}$, $l = 180 \text{ mm}$, SB 19	Test tube, $d = 20 \text{ mm}$, $l = 180 \text{ mm}$, PN 19	36293-00
18	1	Tropftrichter 60 ml, Tropfspitze, NS 19	Dropping funnel with drip nozzle, 60 ml	36912-00
19	1	Pinzette, gerade, stumpf	Tweezers, straight, blunt	64610-02
	1	Pulverspatel, Stahl	Spatula, powder, steel	47560-00
	1	Glasröhrchen mit Spitze, $l = 65 \text{ mm}$	Glass tube with tip, $l = 65 \text{ mm}$	36701-62
20	1	Porzellanschiffchen	Porcelain boats	32471-03
21	1	U-Rohr mit 2 seitlichen Ansätzen, SB 19	U-tube with 2 lateral tubes, PN 19	36966-00
22	1	Reagenzglas mit Ansatzstutzen	Test tube with side arm	36330-00
23	1	Pipette mit Gummikappe, lang	Pipette, with rubber bulb, long	64821-00
	1	Glasröhrchen mit Spitze, $l = 200 \text{ mm}$	Glass tube with tip, $l = 200 \text{ mm}$	36701-63
24	6	Pipette mit Gummikappe	Pipette with rubber bulb	64701-00
25	1	Glasröhrchen, rechtwinklig, 230 x 55	Glass tubes, right-angled, 230 x 55	36701-59
	2	Glasröhrchen, rechtwinklig, 85 x 60	Glass tubes, right-angled, 85 x 60	36701-52
26	1	Wanne	Dish, plastic	33928-00
	2	Verbindungsleitung, $l = 50 \text{ cm}$, rot	Connecting cord, $l = 50 \text{ cm}$, red	07314-01
	1	Verbindungsleitung, $l = 50 \text{ cm}$, blau	Connecting cord, $l = 50 \text{ cm}$, blue	07314-04
	1	Batterie 4,5 V	Flat battery, 4.5 V	07496-01
	2	Gummistopfen 15/21, ohne Bohrung	Rubber stopper 15/21, without hole	39255-00
	2	Gummistopfen 15/21, 1 Bohrung 7 mm	Rubber stopper 15/21, 1 hole 7 mm	39255-01
	2	Gummistopfen 26/32, ohne Bohrung	Rubber stopper 26/32, without hole	39258-00
	1	Gummistopfen 26/32, 2x Bohrung 7 mm	Rubber stopper 26/32, 2 holes 7 mm	39258-02
	1	Gummischlauch, $d_i = 6 \text{ mm}$	Rubber tubing, $d_i = 6 \text{ mm}$	39282-00
	1	Rundfilter, $d = 110 \text{ mm}$, 100 Stück	Circular filter, $d = 110 \text{ mm}$, 100 pieces	32977-04
	1	Trichter, PP	Filter funnel, PP	47318-00
27	2	Petrischale	Petri dish	64705-00
28	1	Mörser mit Pistill, 70 ml	Mortar with pestle, 70 ml	32603-00
29	2	Erlenmeyerkolben 250 ml, Enghals, SB 29	Erlenmeyer flask 250 ml, narrow neck, PN 29	MAU-EK17082306
30	3	Abdampfschale, 75 ml	Porcelain dish, 75 ml	32516-00
31	1	Becherglas, hohe Form, 50 ml	Glass beaker, tall, 50 ml	36001-00
	2	Laborbecher, niedrige Form, 100 ml, PP	Beaker, 100 ml, low form, plastic	36081-00
	1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	Glass beaker, short, 250 ml	36013-00